

POSTURO •save

MADE IN ITALY



BREVETTO



Utilizzo in ambito



OSPEDALIERO



DOMICILIARE

STOP

ALLE PIAGHE DA DECUBITO



www.gardhenbalance.it

Cos'è?

Il cuscino posizionale **Posturò Save** è un dispositivo medico realizzato in Italia con materiali, forma e dimensioni tutelate da brevetto.

Posturò Save è l'invenzione geniale di un team di ricercatori clinici italiani che assistendo quotidianamente i pazienti allettati ha scoperto come prevenire le lesioni da decubito, cambiare biancheria-traverse-pannoloni e curare l'igiene alla persona. **Un solo operatore**, in sicurezza, senza fatica e con semplici gesti può mobilizzare, anche frequentemente, i pazienti allettati.



MANIGLIA, IMPUGNATURA



Utilizzato da un solo operatore consente con due semplici gesti di **girare facilmente anche pazienti di taglia grande** in posizione decubito laterale





Un solo operatore, in sicurezza e senza fatica è in grado di **cambiare biancheria, traverse, pannoloni** e curare l'igiene alla persona



A cosa serve?

- Permette di movimentare il paziente con un solo operatore. Ciò rappresenta una svolta epocale nell'assistenza ospedaliera e domiciliare dei pazienti allettati. Fino ad oggi la mobilizzazione del paziente richiedeva due o più operatori. Oggi, grazie a **Posturò Save**, un solo operatore può mobilizzare ed assistere il paziente allettato.
- Permette cambiamenti posturali veloci, facilitati e in completa sicurezza;
- Consente di repertare con facilità: aderenze cicatriziali, contratture muscolari dovute al post-intervento (**immagine 1**);
- Coadiuvata nella prevenzione delle sintomatologie dolorose (**immagine 1**);
- Ad evitare lo stress articolare capsulo-legamentoso dell'arto inferiore dovuto all'estensione prolungata o cattiva postura assunta dal paziente (**immagine 2 - 4**);
- Assicura il mantenimento posturale corretto, da seduto, dell'arto superiore (**immagine 3**);
- Supporta il mantenimento posturale drenante per gli arti superiori e inferiori (**immagine 3**);
- Ottimizza l'abduzione in decubito laterale e supino nelle protesi d'anca e nelle patologie muscolari interessate (una tenuta corretta in abduzione in decubito laterale è essenziale nelle protesi d'anca per evitare la lussazione della protesi in adduzione e il varo del ginocchio che condurrebbe in stress articolare le strutture capsulo legamentose) (**immagine 2**);
- Utile per l'espansione polmonare monolaterale (**immagine 1**);
- Semplifica gli esercizi cardio-respiratori;
- Favorisce il drenaggio dell'ipersecrezione bronchiale nei pazienti tracheotomizzati e nelle patologie polmonari;
- Favorisce e semplifica le operazioni di mobilizzazione passiva ed attiva nelle patologie neurologiche, cardio-respiratorie ed ortopediche;
- Facilita e ottimizza la movimentazione del paziente durante il nursing (igiene, cambio biancheria, cambio traverse etc) (**immagine 1**);



A cosa serve?

- Stabilizza il paziente ed evita traumi durante il decubito bi-laterale necessario per le ispezioni, le medicazioni e altro;
- Indispensabile per il decubito laterale post-operatorio (**immagine 1**);
- Permette il decubito laterale alternato e quindi è indispensabile per prevenire le lesioni da decubito (**immagine 1**);
- Per la prevenzione di eventuali lussazioni, sub-lussazioni dell'articolazione gleno-omeroale o stiramento del plesso branchiale per trazione eccessiva;
- **Posturò Save**, se correttamente utilizzato, consente posture funzionali ad evitare sovraccarichi articolari;
- Permette il mantenimento delle posture nella semi-flessione del ginocchio e negli interventi di ricostruzione legamentosa o protesica (**immagine 2**);
- Favorisce il mantenimento posturale ottimale degli arti per il drenaggio di edemi dovuti ad una stasi venosa o linfatica (**immagine 2**);
- È indicato per prevenire allergie poiché il materiale utilizzato è anallergico e per prevenire e trattare edemi dovuti a talune terapie farmacologiche, chirurgia oncologica e trattamenti radio-terapici.



2



4

Come si usa

Questo dispositivo medico può essere utilizzato da chiunque, previa lettura del manuale d'uso fornito a corredo. L'operatore meno esperto potrà avvalersi anche del video dimostrativo visionabile scansando il **seguito codice QR**.



Vantaggi

- Il cuscino **Posturò Save** resiste alle tensioni dilatative favorendo le manovre di mobilizzazione;
- È costruito con **materiale ad elevata resistenza** ma non rigido e ciò assicura prestazioni eccezionali senza traumi per la cute;
- Si può **igienizzare con qualsiasi disinfettante** di uso comune;
- È disponibile in **tre taglie** (S - L - XL) per poter gestire pazienti piccoli, grandi e molto grandi;
- È **Unisex**;
- È progettato per **resistere all'uso intensivo**;
- È **utilizzabile da chiunque** anche per l'assistenza a domicilio;
- **Posturò Save** può essere utilizzato da **un solo operatore** che con semplici gesti può girare facilmente il paziente in decubito laterale, facilitando il nursing (igiene, cambio biancheria, cambio traverse, etc);
- Una lesione da decubito è la conseguenza diretta di elevata o prolungata compressione dei tessuti cutanei e la strozzatura dei vasi sanguigni. La persistente pressione (tipico fenomeno nei pazienti allettati non mobilizzati) provoca necrosi tissutale e quindi lesioni da pressione (o piaga da decubito). **Posturò Save** è il dispositivo medico idoneo per **prevenire, curare e assistere il paziente allettato** e difenderlo dalle complicanze dovute all'allettamento e quindi all'immobilità;
- Struttura indeformabile e rivestimento idoneo permettono l'impiego anche su **pazienti di elevato peso**;
- Il Pivot centrale rafforzato permette un **allineamento perfetto della colonna vertebrale in decubito laterale** soprattutto nel post-operatorio lombo-sacrale (discopatie, stenosi del canale, spondilolistesi ecc.);
- La convessità del cuscino permettere di semplificare lo **spostamento del paziente** anche quando allettato su materassi antidecubito di elevato attrito assicurando il mantenimento posturale anche senza protezione laterale;
- Per aiutare le persone affette da patologie transitorie o invalidanti la sanità mette a disposizione grandi competenze cliniche, strutture complesse, super-tecnologie, ricerca, innovazione, macchinari diagnostici, terapie mediche e farmacologiche, tecniche chirurgiche, robot, protesi, mezzi di sintesi, etc. Tutto ciò è utile a curare la fase acuta della malattia ma, talvolta, non è sufficiente ad evitare le complicanze tipiche e purtroppo frequenti, secondarie alla degenza. Durante la permanenza a letto occorre prevenire le menomazioni e/o disabilità secondarie al decubito. Come? **Posturò Save** è un dispositivo medico di grande utilità che viene in soccorso di operatori sanitari qualificati e occasionali permettendo di eseguire procedure e manovre, clinicamente efficaci, utilissime per la prevenzione e il trattamento delle complicanze secondarie alla degenza prolungata. Nella pratica si otterrà il raggiungimento dell'obiettivo comune (chirurgico, infermieristico, riabilitativo) e cioè il ritorno veloce per il paziente alla vita "normale" oppure, nelle situazioni più critiche, al **miglioramento della qualità della vita**. **Posturò Save** permette di eseguire, con una sola persona, manovre prima eseguite con 2 o più operatori;
- Il **costo irrisorio** rende accessibile il dispositivo medico a tutti.
- I possessori dei requisiti di legge possono acquistare il dispositivo medico **Posturò Save** con **iva agevolata**.
- Poiché realizzato nei nostri stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Italia) con materiali durevoli e procedimenti di elevato profilo, la **Garanzia è di 36 mesi**. Inutile dire, diffidate delle imitazioni.

Componenti opzionali

Cover monopaziente in TNT (40/50 g m²) con chiusura a cordoncino.

CODICE ACCESSORIO PUR.AC2



Supporti addizionali per la prevenzione delle piaghe da decubito a livello del cavo popliteo (posteriormente al ginocchio) nella posizione supina in semiflessione delle gambe.

CODICE ACCESSORIO PUR.AC3



Caratteristiche

- **Rivestimento:** Similpelle classe 1IM, materiale sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione AC87/1.
- **Imbottitura:** Polietilene ad alta resistenza, flessibile, morbido al contatto. indeformabile.



Vuoi modificare il colore del rivestimento* ?

Inquadra o clicca il QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando la nostra scheda colori.



*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza rispetto a tale personalizzazione il dispositivo verrà fornito nella colorazione disponibile.

STOP

ALLE PIAGHE DA DECUBITO